



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

http:// www.real-tims.com.cn

E-mail: real-times@vip.163.com

5×RealBlot 快速半干转转膜缓冲液 5×RealBlot Rapid Semi-Dry Transfer buffer

Ver740358

● 产品组成:

货号	名称	规格
RT5030	5×RealBlot 快速半干转转膜缓冲液	500 ml
	说明书	一份

● 产品简介:

5×RealBlot 快速半干转转膜缓冲液使用独特配方,使用半干转法(Semi-dry blot)方法,能在 10-15 分钟内高效快速地将蛋白转移到印迹膜(PVDF 膜或 NC 膜)上。

特点:

环境友好:快速转膜液不使用甲醇,减轻了对实验者和环境的伤害。

兼容性好:快速转膜液能兼容 Laemmli 胶,预制胶, Bis-Tris 胶等多种凝胶。

节省时间:快速转膜液能在 10-15 分钟内完成蛋白的转印。

以每次转印使用 100 ml 1×RealBlot 快速半干转转膜缓冲液计算,该产品可以使用 25 次。

● 贮存及运输:

4-8℃贮存;有效期一年;常温运输。

● 使用说明:

转膜前的准备:

2 张半干转专用超厚滤纸(厚度 2.4 mm)或者半干转转印滤布(货号:SP1010);裁好的转印膜;足够的 1×RealBlot 快速半干转转膜缓冲液;无水甲醇(处理 PVDF 膜用)

1 按照下表配制 1×RealBlot 快速半干转转膜缓冲液:

加入顺序	组份	1×快速转膜液配制量 200ml
1	5×快速转膜液	40 ml
2	超纯水	120 ml
3	无水乙醇	40 ml

注:按照顺序加入各种溶液。如果加入转膜液后没有用水冲洗称量容器,加入乙醇会产生沉淀。

2 将滤纸或滤布浸泡在 1×快速转膜液中,完全浸湿 3-5 分钟。

3 PVDF 膜使用前要用无水甲醇润湿 30 秒,

浸泡在 1×快速转膜液中,平衡 5 分钟。NC 膜无需处理,直接浸泡在转膜缓冲液中。

4 将凝胶在超纯水中浸泡漂洗 2 分钟,去除胶表面的 SDS。

5 按照顺序做好转印三明治结构:

- 1 负极(阴极)
- 2 一张超厚滤纸或四层滤布
- 3 凝胶
- 4 转印膜
- 5 一张超厚滤纸或四层滤布
- 6 正极(阳极)



6 用滚轮赶出气泡。

7 半干转推荐使用恒流转移：

分子量范围和凝胶厚度		一块小型胶 (7.3×8.5 cm)	两块小型胶 (7.3×8.5 cm) 或一块中型胶 (8.5×13.5 cm)
1.5 mm 厚度凝胶		下列条件基础上增加 2 分钟	下列条件基础上增加 2 分钟
高分子量	大于 130 kD	恒流 1.3 A, 15 分钟	恒流 2.5 A, 15 分钟
混合分子量	5-130 kD	恒流 1.3 A, 10 分钟	恒流 2.5 A, 10 分钟
低分子量	小于 30 kD	恒流 1.3 A, 7 分钟	恒流 2.5 A, 7 分钟

注：不同厂家半干转仪器设置可能有所不同，请根据厂家说明书适当调整。